



bioPROBE™ MK1 & Autosampler

AUTOSAMPLER:

- ◆ Entnimmt Proben von einer Quelle
- ◆ In Probenfläschchen
- ◆ Fläschchen mit oder ohne Reaktions-/Fixierungsmedium
- ◆ zeitgesteuert oder
- ◆ signalgesteuert durch Probenquelle (Reaktor oder Leitung) oder
- ◆ signalgesteuert durch Probenempfänger (Analyseinstrument)

Autosampler in Kombination mit bioPROBE MK1 Probennahmesystem

CoolSam MK1 (bbi-biotech/cetoni)

- ◆ Kühlt bei -10°C
- ◆ 12 Falcon oder
- ◆ 24 Kryoröhrchen
- ◆ 12 Falcon mit/ohne Septum
- ◆ Vollständig automatisiert und gesteuert durch bioPROBE MK1



Optionen:

- ◆ Separate Reinigung der Nadel
- ◆ Mischfunktion

Autosampler in Kombination mit bioPROBE MK1 Probennahmesystem

OrbitSam MK1 (bbi-biotech/MLE)

- ◆ Aufbewahrungssystem für mehrere Proben
- ◆ 55 Fläschchen oder
- ◆ 83 Fläschchen
- ◆ Alle Fläschchenarten mit/ohne Septum
- ◆ Vollständig automatisiert und gesteuert durch bioPROBE MK1



Optionen:

- ◆ Separate Reinigung der Nadel
- ◆ Mischfunktion
- ◆ Kühlung (geplant)

Auswahl anderer Geräte :

- ◆ MARATHON BASIC und MIDAS (Spark)
- ◆ Equilibrium 7000 (Tekmar)
- ◆ CTC A200S (Leap)



bbi-biotech GmbH
Freiheitstraße 120
D-15745 Wildau

+49.3375.5265890
info@bbi-biotech.com

www.bbi-biotech.com